


# ◆◆◆ オゾン浄化テスト サービス ◆◆◆

オゾン浄化によって、お客様の塗装ブース水、前処理水、工場排水等にごどのような効果があるのか確認して頂くために**オゾン浄化テスト サービス**を開始致しました。

- ・テスト装置で循環せずにオゾン処理することにより、大幅にテスト時間を短縮します。
- ・原液と 10 分、20 分、30 分、場合により 1 時間、2 時間の浄化結果を比較します。
- ・浄化後の処理水をご返送いたしますので、BOD、COD 等、成分分析にご活用ください。



## 浄化テスト方法

- ① テスト水(約 5 L)を上部より処理筒に入れます。
- ② 装置背面のオゾン発生器で生成したオゾン処理筒下部より散気します。
- ③ オゾン浄化一定時間ごとに、サンプル取り出し口よりサンプル水を採取します。(10 分、20 分、30 分、1 時間、2 時間等)
- ④ 臭気、色味、透明度など、テスト水の時間変化を観察します。

### お申込み方法

ホームページ「[オゾン浄化テスト・サービス申込書](#)」に必要事項をご記入の上下記へお申し込み下さい。

申込先：〒185-0014 東京都国分寺市東恋ヶ窪 4-15-3

株式会社 環境開発技研

電話：042-324-6387 FAX：042-324-2311

Eメール：[info@kankyokg.co.jp](mailto:info@kankyokg.co.jp)

<http://www.kankyokg.co.jp>